

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



Avantgarde Teen 2 et Avantgarde Teen 2 VR : pour les enfants actifs !

Avantgarde Teen 2 Avantgarde Teen 2 VR

L'Avantgarde Teen 2 et l'Avantgarde Teen 2 VR sont les compagnons idéals pour des enfants actifs. L'Avantgarde Teen 2 avec ses 3 châssis avant, sa profondeur d'assise modulable, ses potences fixes et sa palette monobloc pour petite longueur de tibia constitue une base solide pour une adaptation personnalisée. L'Avantgarde Teen 2 VR avec ses 2 châssis avant, sa profondeur d'assise modulable, ses potences pivotante et escamotable, ainsi que son abduction garantit un maintien adapté à tous les enfants actifs. Le fait d'être bien assis est la meilleure condition pour le dynamisme et l'épanouissement d'un enfant.

Avantgarde Teen 2 et Teen 2 VR, la personnalisation au service des enfants !

Otto Bock France

4 rue de la Réunion · 91940 Les Ulis · Tel 01.69.18.88.30 · Fax 01.69.18.06.17 · www.ottobock.com · reha@ottobock.fr

Avantgarde Teen 2

Avantgarde Teen 2 VR



Avantgarde Teen 2 en détail

- Dossier réglable en hauteur
- Protège-vêtements en Aluminium
- Palettes repose-pieds renforcées en aluminium à réglage angulaire
- Potences fixes avec abduction au choix

Avantgarde Teen 2 VR en détail

- Dossier réglable en hauteur
- Protège-vêtements en Aluminium
- Palettes repose-pieds renforcées en aluminium à réglage angulaire
- Potences escamotables int. / ext. avec abduction au choix

Caractéristiques techniques

Charge admise	90 kg
Poids	à partir de 10,5 kg
Largeur d'assise	22 - 36 cm
Profondeur d'assise	24 - 40 cm
Hauteur du dossier	17,5 - 40 cm
Hauteur d'assise	
AV	40,5 - 49,5 cm
AR	36 - 48 cm
Inclinaison de l'assise	réglable jusqu'à +15°
Châssis Aluminium avec croisillon évolutif	




Croisillon évolutif



Repose-pieds monobloc



Palier de roues arrière optimisé



Roues avant lumineuses(option)



Poignées longues coudées (option)



Abduction au choix

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE