

# Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



## Innov'Hemi Le standard !

Le concept est essentiel. L'Innov'Hemi constitue la variante de la nouvelle famille de produits Otto Bock, spécialement conçu pour les personnes hémiplegiques. L'ensemble des accessoires proposés permet une adaptation complète et individualisée : double main-courante, gouttière...

L'Innov'Hemi, le fauteuil roulant standard à la qualité Otto Bock.

Otto Bock France SNC

4 rue de la Réunion · 91940 Les Ulis · Téléphone 01 69 18 88 30 · Télécopie 01 69 18 06 17 · [reha@ottobock.fr](mailto:reha@ottobock.fr) · [www.ottobock.com](http://www.ottobock.com)

# Innov'Hemi

## Caractéristiques du produit

- Cadre en tube d'aluminium profilé
- Tous les éléments principaux sont vissés
- Toile résistante
- Faible encombrement une fois plié
- Croisillon à trois branches
- Freins optimisés
- DMC réversible à démontage rapide
- Gouttière hémiplegique avec rotateur
- Large éventail d'options

## Caractéristiques techniques

Largeur d'assise	38 à 48 cm
Profondeur d'assise	40 à 46 cm
Hauteur du dossier	40 à 47,5 cm
Poids	à partir d'env. 15,5 kg
Hauteur d'assise avant	42,5 à 49 cm
Hauteur d'assise arrière	41 à 49,5 cm
Charge maximum	125 kg
Longueur de tibia	31 à 47 cm



Les modèles représentés sont partiellement équipés avec des accessoires disponibles avec un supplément de prix.

Les indications concernant la quantité livrée, l'aspect, les mesures et le poids correspondent aux informations disponibles au moment de l'impression. Sous réserve de modifications.

**Otto Bock®**

QUALITY FOR LIFE