

## Innov' Actif

### Fauteuil roulant pliant léger à palier de roues actif

pour personnes jusqu'à 125kg  
Châssis intégralement en aluminium

#### Profondeur d'assise réglable

Palier de roues arrière à 8 positions, déporté si dossier inclinable

**Double croisillon à 3 branches**, toiles noires

N° client :

Commande :

Tampon de la société :

Patient / Votre référence de dossier :



Fauteuil garanti  
2 ans

### Informations sur la prise en charge par les MDPH - Arrêté du 28 Décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 Décembre 2005

Tarif de remboursement du fauteuil pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) au titre de la PCH

Tarif de remboursement des options non-prévus au cahier des charges. Soit 75% du coût de chaque option dans la limite de la PC. SS

Tarifs de remboursement des accessoires prévus au cahier des charges: identiques au tarifs LPP

Pour un matériel dont la prise en charge par la MDPH est inférieure à 3000 €, la prise en charge des options non-prévues par la LPP est plafonnée à 3960€, pour une période de 3 ans.

Code	Le fauteuil	Prix public TTC	LPP		
			Code	Remb.	PCH
480F53=50000_K <input type="checkbox"/>	<b>Innov' Actif à dossier fixe</b>	875 €	4107723	558,99 €	558,99 €
MD10 <input type="checkbox"/>	<b>Innov' Actif à dossier inclinable et rabattable sur l'assise</b> (Non compatible avec appuie-tête)	990 €	4118193	603,65 €	603,65 €

### Options incluses pour fauteuil Innov'Actif

#### Châssis :

##### Largeur :

SB  38  40,5  43  45,5  48  50,5

##### Profondeur : Réglable de série !

ST  40  43  46

##### Hauteur de dossier : Réglable de série ! (sur dossier fixe uniquement)

RH  40  42,5  45  47,5

**Dossier inclinable : 47,5cm**

##### Teinte :

004  Bleu Glace métallisé (bleu-gris très clair)

016  Gris clair métallisé

##### Accoudoirs :

ME01  Accoudoirs arrondis standards (manchette 300mm)

ME03  Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur (Non compatible Freins à tambour)

ME10  Accoudoirs crantés (avec appuis pour faciliter les transferts)

##### Fourches :

MF80  Fourches longues

MF81  Fourches courtes

##### Roues avant :

MF03  5" à bandages

MF04  5,5" à bandages larges souples

MF06  6" à bandages

MF07  7" à pneus

##### Roues arrière 22" (avec mains courantes en aluminium anodisé 481G00=SE802)

MG20  Roues 22" (MG 01) avec pneus largeur 1"3/8

MG21  Roues 22" (MG 01) avec bandages largeur 1"3/8

MG24  Roues 22" avec pneus profil fin largeur 1"

##### Roues arrière : Avec mains courantes aluminium anodisé 481G00=SE804 (MG 52)

MG20  Roues 24" (MG 02) avec pneus largeur 1"3/8

MG21  Roues 24" (MG 02) avec bandages largeur 1"3/8

MG24  Roues 24" (MG 02) avec pneus profil fin largeur 1"

MG25  Roues 24" (MG 02) avec bandages largeur 1"



NB : Photos non contractuelle


## Information :

### Tableau des hauteurs d'assise

#### Hauteur d'assise avant

(Entourez la valeur souhaitée)


	Fourche courte	Fourche Longue
5"	41 - 42 - 43 - 44	44 - 45 - 46 - 47
5,5"	43 - 44 - 45	45 - 46 - 47 - 48
6"	44 - 45 - 46	46 - 47 - 48 - 49
7"	46 - 47	47 - 48 - 49 - 50



#### Hauteur d'assise arrière

(Entourez la valeur souhaitée)

Position de montage	Taille de roue AR	
	22"	24"
1	38	41
2	41	44
3	44	47
4	46	50



Les valeurs indiquées sont théoriquement des valeurs arrondies.  
Ecart maxi 1cm.

La hauteur d'assise avant dépend de la taille de roue choisie, de la fourche de roue de direction (AV) et de la position de montage.  
Respecter les indications du tableau des hauteurs d'assise !

Indications sans le coussin d'assise par 0° d'inclinaison d'assise.  
Inclinaison d'assise maximale s'élève à 3,5 cm.



**MA 55** Anti bascule simple




**MA 62** Anti bascule pendulaire




**MG 24** Roue arrière 24"  
avec pneu profil fin  
largeur 24 x 1



**MD 10** Dossier inclinable  
rabattable sur l'assise



**MD 52** Poignées accompagnateur  
réglables en hauteur

Code	Options	Prix public TTC	LPP
MA50	<input type="checkbox"/> Roulettes de transit	38 €	
MA55	<input type="checkbox"/> Anti-basculé simple, escamotable vers le haut et amovible, droit	18 €	
MA56	<input type="checkbox"/> Anti-basculé simple, escamotable vers le haut et amovible, gauche	18 €	
MA57	<input type="checkbox"/> Porte-canne droit	23 €	
MA58	<input type="checkbox"/> Porte-canne gauche	23 €	
MA61	<input type="checkbox"/> Anti-basculé pendulaire droit	37 €	
MA62	<input type="checkbox"/> Anti-basculé pendulaire gauche	37 €	
MD05	<input type="checkbox"/> Toile de dossier réglable en tension	71 €	
MD52	<input type="checkbox"/> Poignées accompagnateur réglables en hauteur (n.c. dossier incl.)	159 €	

N.B.: l'anti-basculé et le porte-canne sont incompatibles avec les roulettes de transit

Les anti-basculés sont vivement conseillés en cas de non-déport de roues arrière associé au dossier inclinable.

Accoudoirs :		Prix public TTC	LPP
ME05	<input type="checkbox"/> Accoudoirs arrondis réglables en hauteur (manchette 300mm)	103 €	

Repose-jambes (remplacent les repose-pieds)		Prix public TTC	LPP	
			Code	Remb.
MB15	<input type="checkbox"/> Repose-jambes réglables en inclinaison, palettes en composite noires	212 €	2 x 4342654	2 x 105,76 €
MB16	<input type="checkbox"/> Repose-jambe droit	106 €	4342654	105,76 €
MB17	<input type="checkbox"/> Repose-jambe gauche	106 €	4342654	105,76 €
MB21	<input type="checkbox"/> Repose-moignon droit avec potence standard à gauche	96 €		
MB22	<input type="checkbox"/> Repose-moignon gauche avec potence standard à droite	96 €		
MB72	<input type="checkbox"/> Talonnières	24 €		

N.B.: les repose-jambes et repose-moignons remplacent les repose-pieds. Si vous souhaitez avoir également les repose-pieds, il faut les commander en plus, au tarif des pièces détachées.



Freins :		Prix public TTC	LPP
MH06	<input type="checkbox"/> Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur	193 €	
MH10	<input type="checkbox"/> Rallonges de leviers de freins, emboîtables	23 €	
MG22	<input type="checkbox"/> Roues 22" avec freins à tambours et pneus largeur 1"/3/8	298 €	
MG23	<input type="checkbox"/> Roues 22" avec freins à tambours et bandages largeur 1"/3/8	298 €	
MG26	<input type="checkbox"/> Roues 22" avec freins à tambours et pneus profil fin largeur 1"	298 €	
MG22	<input type="checkbox"/> Roues 24" avec freins à tambours et pneus largeur 1"/3/8	298 €	
MG23	<input type="checkbox"/> Roues 24" avec freins à tambours et bandages largeur 1"/3/8	298 €	
MG26	<input type="checkbox"/> Roues 24" avec freins à tambours et pneus profil fin largeur 1"	298 €	
MG27	<input type="checkbox"/> Roues 24" avec freins à tambours et bandages largeur 1"	298 €	

Roues avec mains courantes en aluminium anodisé 481G00=SE802 (22") et SE804 (24")

Accessoires :		Prix public TTC	LPP	
			Code	Remb.
ME60	<input type="checkbox"/> Tablette thérapeutique	149 €	4329040	76,84 €
MZ50	<input type="checkbox"/> Ceinture de sécurité à fermeture plastique	34 €		

Positionnement :		Prix public TTC	LPP	
NB : livré non-monté			Code	Remb.
	Appuie-tête, tige et kit de montage, montant total : <b>(NC Dossier Inclinable)</b>	286 €	4325302	63,41 €
MZ53	<input type="checkbox"/> Appuie-tête, modèle courbe, grand (autre modèle : préciser type et réf.)			
MZ54	<input type="checkbox"/> Kit de montage pour tige d'appuie-tête, fauteuil largeur 38cm			
MZ54	<input type="checkbox"/> <b>ou</b> Kit de montage pour tige d'appuie-tête, fauteuil largeur 40,5cm et plus			
MZ55	<input checked="" type="checkbox"/> Tige d'appuie-tête, avec réglage tridimensionnel par 2 rotules			

Coussin :		Prix public TTC	LPP	
			Code	Remb.
MC01	<input type="checkbox"/> Coussin Standard 5 cm	84 €	4375116	34,90 €

Pratique :	Intitulé de la prescription pour un Innov'Actif	Code	LPP
	Fauteuil roulant pliant pour adulte, à dossier non-inclinable	4107723	558,99 €
	<b>ou</b> Fauteuil roulant pliant pour adulte, à dossier inclinable	4118193	603,65 €
	avec coussin de siège et/ou de dossier avec housse	4375116	34,90 €
	avec repose-jambe droit / gauche avec repose-pied articulé, la pièce :	4342654	105,76 €
	avec tablette complète avec son montage	4329040	76,84 €
	avec appuie-tête	4325302	63,41 €

## Remarques :

Anti-bascule simple à droite ou à gauche incompatible avec montage d'un anti-bascule pendulaire droit ou gauche. Les options s'excluent entre elles mutuellement.

Appui-têtes, pelotes, gouttières et autres accessoires sont disponibles à la fin de notre catalogue «Accessoires pour fauteuils roulants».

Accoudoirs arrondis ME 01 : incompatible en combinaison avec roue AR (motrice) 24" pour une hauteur d'assise arrière de 41 cm, incompatible en combinaison avec roue AR (motrice) 22" pour une hauteur d'assise arrière de 38 cm.

Frein pour utilisateur et accompagnateur : incompatible en combinaison avec roue motrice (AR) avec frein à tambour.

Dossier rabattable sur l'assise : compatible uniquement avec hauteur de dossier 47,5 cm et toile de dossier standard. Le choix de poignées accompagnateur n'est pas possible.

Réglage angulaire 30° du dossier compatible uniquement avec hauteur de dossier 47,5 cm.

En cas de réglage angulaire 30° du dossier, seul un empattement long est possible. Empattement court également possible mais uniquement en combinaison avec un anti-bascule.

Pelote thoracique latérale droite ou gauche : compatible uniquement en combinaison avec toile de dossier réglable en tension.

La longueur maximale du tibia dépend de la hauteur d'assise.

La garde au sol (différence entre la hauteur d'assise avant et la longueur du tibia) est de 4 cm.

Set de transport pour véhicule : incompatible en combinaison avec position longue de la roue motrice (AR), avec dossier rabattable ou réglage de 30° du dossier.

La charge maximale en cas de rajout d'un set de transport pour véhicule est de 100 kg.

Accoudoirs crantés ME10 sont incompatible avec montage gouttière si hauteurs assises moins de 46cm. (fourches longues ,roues arrières 24», roues avant 5,5 minimum imperatives)

\* Pour tout autre modèle d'accessoires, veuillez vous reporter à la page 165 du catalogue.



**MB 03** Palette repose-pieds monobloc



**MZ 54** Kit de montage clinique\*



**MZ 53** Appui-tête\*



**MZ 55** Set de montage Appui-tête\*



**MB 15** Repose-Jambes\*