

Innov' XXL

Fauteuil roulant pliant léger grandes tailles

pour personnes jusqu'à 160kg
Châssis intégralement en **aluminium**

Profondeur d'assise réglable

Palier de roues arrière à 8 positions

Double croisillon à 4 branches, toiles noires



Fauteuil garanti
2 ans

N° client :

Tampon de la société :

Commande :

Patient / Votre référence de dossier :

Informations sur la prise en charge par les MDPH - Arrêté du 28 Décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 Décembre 2005

Tarif de remboursement du fauteuil pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) au titre de la PCH

Tarif de remboursement des options non-prévues au cahier des charges. Soit 75% du coût de chaque option dans la limite de la PC. SS

Tarifs de remboursement des accessoires prévus au cahier des charges: identiques au tarifs LPP

Pour un matériel dont la prise en charge par la MDPH est inférieure à 3000 €, la prise en charge des options non-prévues par la LPP est plafonnée à 3960€, pour une période de 3 ans.

Code	Le fauteuil	Prix public TTC	LPP		
			Code	Remb.	PCH
480F53=40000_K	<input type="checkbox"/> Innov' XXL à dossier fixe	968 €	4107723	558,99 €	558,99 €
MD25	<input checked="" type="checkbox"/> Tendeur de dossier	♦			

Options incluses pour fauteuil Innov' XXL

Châssis :

Largeur :

SB 43 45,5 48 50,5 53 55,5 58 ♦

Profondeur :

Réglable de série !

ST 43 46 49 ♦

Hauteur de dossier :

Réglable de série !

RH 40 42,5 45 47,5 ♦

Teinte :

004 Bleu Glace métallisé (bleu-gris très clair) ♦
016 Gris clair métallisé ○

Accoudoirs :

ME01 Accoudoirs arrondis standards (manchette 300mm) ♦
ME10 Accoudoirs crantés (avec appuis pour faciliter les transferts) ○

Fourches :

MF80 Fourches longues ♦
MF81 Fourches courtes ○

Roues avant :

MF03 5" à bandages ○
MF04 5,5" à bandages larges souples ○
MF06 6" à bandages ♦
MF07 7" à pneus ○

Roues arrière 22" (avec mains courantes en aluminium)

MG30 Roues 22" (MG 01) avec pneus largeur 1"3/8 ○
MG35 Roues 22" (MG 01) avec bandages largeur 1"3/8 ○

Roues arrière : Avec mains courantes aluminium anodisé 481G00=SE804 (MG 52)

MG30 Roues 24" (MG 02) avec pneus largeur 1"3/8 ♦
MG35 Roues 24" (MG 02) avec bandages largeur 1"3/8 ○



NB : Photos non contractuelle


Information :

Tableau des hauteurs d'assise

Hauteur d'assise avant

(Entourez la valeur souhaitée)

	Fourche courte	Fourche Longue
5"	41 - 42 - 43 - 44	44 - 45 - 46 - 47
5,5"	43 - 44 - 45	45 - 46 - 47 - 48
6"	44 - 45 - 46	46 - 47 - 48 - 49
7"	46 - 47	47 - 48 - 49 - 50




Hauteur d'assise arrière

(Entourez la valeur souhaitée)

Taille de roue AR

Position de montage	22"	24"
1	38	41
2	41	44
3	44	47
4	46	50



Les valeurs indiquées sont théoriquement des valeurs arrondies.
Ecart maxi 1cm.

La hauteur d'assise avant dépend de la taille de roue choisie, de la fourche de roue de direction (AV) et de la position de montage.
Respecter les indications du tableau des hauteurs d'assise !

Indications sans le coussin d'assise par 0° d'inclinaison d'assise.
Inclinaison d'assise maximale s'élève à 3,5 cm.



MD 50 Roulettes de Transit




ME 05 Accoudoirs arrondis,
réglables en hauteur



MD 25 Tendeur de dossier



MA 62 Anti bascule pendulaire

Code	Options	Prix public TTC	LPP
MA50	<input type="checkbox"/> Roulettes de transit	38 €	
MA57	<input type="checkbox"/> Porte-canne droit	23 €	
MA58	<input type="checkbox"/> Porte-canne gauche	23 €	
MA62	<input type="checkbox"/> Anti-basculé pendulaire droit	37 €	
MA63	<input type="checkbox"/> Anti-basculé pendulaire gauche	37 €	
MD05	<input type="checkbox"/> Toile de dossier réglable en tension	71 €	
MD52	<input type="checkbox"/> Poignées accompagnateur réglables en hauteur (n.c. dossier incl.)	159 €	

N.B.: l'anti-basculé et le porte-canne sont incompatibles avec les roulettes de transit

Accoudoirs :

ME05	<input type="checkbox"/> Accoudoirs arrondis réglables en hauteur (manchette 300mm)	103 €
------	---	-------

Code	Repose-jambes (remplacent les repose-pieds)	Prix public TTC	LPP	
			Code	Remb.
MB03	<input type="checkbox"/> Palette monobloc Aluminium	90 €		
MB15	<input type="checkbox"/> Repose-jambes réglables en inclinaison, palettes en composite noires (poids maximum 125 kg)	212 €	2 x 4342654	2 x 105,76 €
MB16	<input type="checkbox"/> Repose-jambe droit (poids maximum 125 kg)	106 €	4342654	105,76 €
MB17	<input type="checkbox"/> Repose-jambe gauche (poids maximum 125 kg)	106 €	4342654	105,76 €
MB21	<input type="checkbox"/> Repose-moignon droit avec potence standard à gauche	96 €		
MB22	<input type="checkbox"/> Repose-moignon gauche avec potence standard à droite	96 €		
MB72	<input type="checkbox"/> Talonnières	24 €		

N.B.: les repose-jambes et repose-moignons remplacent les repose-pieds. Si vous souhaitez avoir également les repose-pieds, il faut les commander en plus, au tarif des pièces détachées. Repose-jambes => poids maxi utilisateur de 125kg.

Code	Freins	Prix public TTC
MH06	<input type="checkbox"/> Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur	193 €
MH10	<input type="checkbox"/> Rallonges de leviers de freins, emboîtables	23 €
MG22	<input type="checkbox"/> Roues 22" (MG 01) avec freins à tambours, pneus largeur 1"/3/8 M/C Alu	298 €
MG23	<input type="checkbox"/> Roues 22" (MG 01) avec freins à tambours, bandages largeur 1"/3/8 M/C	298 €
MG22	<input type="checkbox"/> Roues 24" (MG 02) avec freins à tambours, pneus largeur 1"/3/8 M/C Alu	298 €
MG23	<input type="checkbox"/> Roues 24" (MG 02) avec freins à tambours, bandages largeur 1"/3/8 M/C	298 €

Code	Accessoires	Prix public TTC
MZ51	<input type="checkbox"/> Ceinture de sécurité à fermeture métallique	61 €

Code	Positionnement	Prix public TTC	LPP	
			Code	Remb.
	Appuie-tête, tige et kit de montage, montant total :	286,00 €	4325302	63,41 €
MZ53	<input type="checkbox"/> Appuie-tête, modèle courbe, grand (autre modèle : préciser type et réf.) Sauf 430H2			
MZ54	<input type="checkbox"/> Kit de montage pour tige d'appuie-tête, fauteuil largeur 38cm			
MZ54	<input type="checkbox"/> ou Kit de montage pour tige d'appuie-tête, fauteuil largeur 40,5cm et plus			
MZ55	<input checked="" type="checkbox"/> Tige d'appuie-tête, avec réglage tridimensionnel par 2 rotules			

Code	Coussin	Prix public TTC	LPP	
			Code	Remb.
MC01	<input type="checkbox"/> Coussin Standard 5 cm	84 €	4375116	34,90 €

Pratique :	Intitulé de la prescription pour un Innov'XXL	Code	LPP
	Fauteuil roulant pliant pour adulte, à dossier non-inclinable	4107723	558,99 €
	avec coussin de siège et/ou de dossier avec housse	4375116	34,90 €
	avec repose-jambe droit / gauche avec repose-pied articulé, la pièce :	4342654	105,76 €
	avec tablette complète avec son montage	4329040	76,84 €

Remarques :

Frein pour utilisateur et pour accompagnateur : incompatible en combinaison avec roue motrice (AR) avec frein à tambour.

Accoudoir standard ME 01 incompatible en combinaison avec roue AR (motrice) 24" pour une hauteur d'assise arrière de 41 cm, incompatible en combinaison avec roue AR (motrice) 22" par hauteur d'assise arrière de 38 cm.

Montage du tendeur de dossier : incompatible avec un appui-tête complet

Accoudoirs crantés ME10 sont incompatible avec montage gouttière si hauteurs assises moins de 46cm. (fourches longues ,roues arrières 24», roues avant 5,5 minimum imperatives)

* Pour tout autre modèle d'accessoires, veuillez vous reporter à la page 165 du catalogue.



MB 03 Palette repose-pieds monobloc



MB 15 Repose-Jambes



MB 72 Talonnière



MZ 53 Appui-tête*



MZ 54 Kit de montage clinique*



MZ 55 Set de montage Appui-tête*