

Nouveauté  
2010

Otto Bock®  
QUALITY FOR LIFE  
Innov' Junior

**Fauteuil roulant pliant léger pour enfants**

pour personnes jusqu'à 90kg, mesurant 1m25 à 1m60

Châssis intégralement en **aluminium**

**Profondeur d'assise réglable**

Palier de roues arrière à 8 positions, déporté si dossier inclinable

Croisillon simple, toiles noires

N° client :

Commande :

Tampon de la société :

Patient / Votre référence de dossier :



Fauteuil garanti  
2 ans

**Informations sur la prise en charge par les MDPH** - Arrêté du 28 Décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 Décembre 2005

Tarif de remboursement du fauteuil pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) au titre de la PCH

Tarif de remboursement des options non-prévus au cahier des charges. Soit 75% du coût de chaque option dans la limite de la PC. SS

Tarifs de remboursement des accessoires prévus au cahier des charges: identiques au tarifs LPP

Pour un matériel dont la prise en charge par la MDPH est inférieure à 3000 €, la prise en charge des options non-prévues par la LPP est plafonnée à 3960€, pour une période de 3 ans.

Code	Le fauteuil	Prix public TTC	LPP		
			Code	Remb.	PCH
480F53=60000_K	<input type="checkbox"/> <b>Innov' Junior à dossier fixe</b>	558,99 €	4107723	558,99 €	558,99 €
MD10	<input type="checkbox"/> <b>Innov' Junior à dossier inclinable et rabattable sur l'assise</b> (Non compatible avec appuie-tête)	603,65 €	4118193	603,65 €	603,65 €

**Options incluses pour fauteuil Innov'Junior**

**Châssis :**

**Largeur :**

SB  28  30,5  33  35,5  38

**Profondeur :** Réglable de série !

ST  31  34  37

**Hauteur de dossier :** Réglable de série ! (sur dossier fixe uniquement)

RH  30  32,5  35  37,5 **Dossier inclinable : 37,5cm**

**Teinte :**

004  Rouge vif

016  Jaune vif

**Accoudoirs :**

ME01  Accoudoirs arrondis standards (manchette 300mm)

**Palettes :**

MB10  Séparées standards, pour longueur de jambes de plus de 30cm

Longueur de jambes (UL) sans coussin : \_\_\_\_\_ cm

**Fourches :**

MF80  Fourches longues

MF81  Fourches courtes

**Roues avant :**

MF03  5" à bandages

MF06  6" à bandages

**Roues arrière :** Avec mains courantes aluminium anodisé MG 52

MG20  Roues 20" (MG 04) avec pneus 1"3/8

MG20  Roues 22" (MG 01) avec pneus 1"3/8

MG20  Roues 24" (MG 02) avec pneus 1"3/8

**Roues arrière à bandage :**

MG21  Roues 20" (MG 04) à bandages 1"3/8

MG21  Roues 22" (MG 01) à bandages 1"3/8

MG21  Roues 24" (MG 02) à bandages 1"3/8



NB : Photos non contractuelle

♦ : Inclus, sans supplément    ○ : option sans supplément


## Information :

### Tableau des hauteurs d'assise

#### Hauteur d'assise avant

(Entourez la valeur souhaitée)


	Fourche courte	Fourche Longue
5"	41 - 42 - 43 - 44	44 - 45 - 46 - 47
6"	44 - 45 - 46	46 - 47 - 48 - 49



#### Hauteur d'assise arrière

(Entourez la valeur souhaitée)

	Taille de roue AR		
Position de crantage libre	20"	22"	24"
1	37	38	41
2	40	41	44
3	43	44	47
4	45	46	50



Les valeurs indiquées sont théoriquement des valeurs arrondies.  
Ecart maxi 1cm.

La hauteur d'assise avant dépend de la taille de roue choisie,  
de la fourche de roue de direction (AV) et de la position de montage.

Respecter les indications du tableau des hauteurs d'assise !  
Indications sans le coussin d'assise par 0° d'inclinaison d'assise.

Inclinaison d'assise maximale s'élève à 3,5 cm.



**MA 55** Anti bascule simple



**MA 62** Anti bascule pendulaire



**MD 10** Dossier inclinable rabattable sur l'assise avec tendeur de dossier



**MD 23** Cale tronc



**MD 52** Poignées réglables en hauteur



**ME 05** Accoudoirs arrondis avec manchettes réglables en hauteur

Code	Options	Prix public TTC
------	---------	-----------------

MD05	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier réglable en tension	71 €
MD54	<input type="checkbox"/>	Poignées accompagnateur réglables en hauteur (n.c. dossier incl.)	92 €
MA55	<input type="checkbox"/>	Anti-basculé simple, escamotable vers le haut et amovible, droit	18 €
MA56	<input type="checkbox"/>	Anti-basculé simple, escamotable vers le haut et amovible, gauche	18 €
MA57	<input type="checkbox"/>	Porte-canne droit	23 €
MA58	<input type="checkbox"/>	Porte-canne gauche	23 €
MA61	<input type="checkbox"/>	Anti-basculé pendulaire droit	37 €
MA62	<input type="checkbox"/>	Anti-basculé pendulaire gauche	37 €

N.B.: l'anti-basculé et le porte-canne sont incompatibles avec les roulettes de transit

Les anti-basculés sont vivement conseillés en cas de non-déport de roues arrière associé au dossier inclinable.

Palettes :	Prix public TTC
------------	-----------------

MB72	<input type="checkbox"/>	Talonnères	24 €
MB19	<input type="checkbox"/>	Potences à palettes séparées petite longueur de tibia (UL 24 à 30 cm)	53 €
MB20	<input type="checkbox"/>	Potences à palettes monobloc petite longueur de tibia (UL 16 à 30 cm)	168 €

Repose-jambes (remplacent les repose-pieds)	Prix public TTC	LPP
---	-----------------	-----

			Code	Remb.
MB25	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes (la paire)		
MB26	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe gauche	4342654	105,76 €
MB27	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe droit	4342654	105,76 €

N.B.: les repose-jambes remplacent les repose-pieds. Si vous souhaitez avoir également les repose-pieds,

il faut les commander en plus, au tarif des pièces détachées. **Repose-jambes pour largeurs 33 à 38 uniquement!**

Freins :	Prix public TTC
----------	-----------------

MH06	<input type="checkbox"/>	Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur	193 €
MH10	<input type="checkbox"/>	Rallonges de leviers de freins, emboîtables	23 €
MG22	<input type="checkbox"/>	Roues 22" (MG 01) avec freins à tambours, pneus largeur 1"/3/8	298 €
MG23	<input type="checkbox"/>	Roues 22" (MG 01) avec freins à tambours, bandages largeur 1"/3/8	298 €
MG22	<input type="checkbox"/>	Roues 24" (MG 02) avec freins à tambours, pneus largeur 1"/3/8	298 €
MG23	<input type="checkbox"/>	Roues 24" (MG 02) avec freins à tambours, bandages largeur 1"/3/8	298 €

Accessoires :	Prix public TTC	LPP
---------------	-----------------	-----

			Code	Remb.
ME60	<input type="checkbox"/>	Tablette thérapeutique	4329040	76,84 €
MZ50	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité à fermeture plastique		

Positionnement :	Prix public TTC	LPP
------------------	-----------------	-----

			Code	Remb.
NB : livré non-monté		Appuie-tête, tige et kit de montage, montant total :	4325302	63,41 €
MZ53	<input type="checkbox"/>	Appuie-tête, modèle courbe, grand (autre modèle : préciser type et réf.)		
MZ54	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit de montage pour tige d'appuie-tête		
MZ55	<input checked="" type="checkbox"/>	Tige d'appuie-tête, avec réglage tridimensionnel par 2 rotules		

Pour largeurs 35,5 et 38 uniquement. n.c. poignées réglables en hauteur.

Coussin :	Prix public TTC	LPP
-----------	-----------------	-----

			Code	Remb.
MC01	<input type="checkbox"/>	Coussin Standard 5 cm	4375116	34,90 €

Pratique :	Intitulé de la prescription pour un Innov'Junior	Code	LPP
------------	--	------	-----

	<b>Fauteuil roulant pliant pour adulte, à dossier non-inclinable</b>	4107723	558,99 €
	<b>ou Fauteuil roulant pliant pour adulte, à dossier inclinable</b>	4118193	603,65 €
	avec coussin de dossier avec housse	4375116	34,90 €
	avec coussin de siège avec housse	4375116	34,90 €
	avec repose-jambe droit / gauche avec repose-pied articulé, la pièce :	4342654	105,76 €
	avec tablette complète avec son montage	4329040	76,84 €
	avec appuie-tête	4325302	63,41 €

## Remarques :

Roue arrière 20" : incompatible avec roue arrière avec frein à tambour.

Le kit de montage clinique pour appui-tête exige une largeur d'assise minimale de 35,5 cm.

Accoudoirs arrondis ME 01 : incompatible en combinaison avec roue AR (motrice) 24" pour une hauteur d'assise arrière de 41 cm, incompatible en combinaison avec roue AR (motrice) 22" pour une hauteur d'assise arrière de 38 cm, en combinaison avec roue AR (motrice) 20" pour une hauteur d'assise arrière 36 cm à 39 cm.

Frein pour utilisateur et pour accompagnateur : incompatible en combinaison avec roue AR (motrice) avec frein à tambour.

Dossier rabattable sur l'assise : compatible uniquement avec hauteur de dossier 47,5 cm et toile de dossier standard. Les poignées accompagnateur ne sont pas possible.

Réglage angulaire de 30° du dossier : compatible uniquement avec hauteur de dossier 47,5 cm.

En cas de réglage angulaire 30° du dossier, pas de choix possible de poignées réglables en hauteur. Barre de stabilisation incluse.

Poignées réglables en hauteur : incompatibles en combinaison avec tendeur de dossier.

Pelotes thoraciques latérales à droite ou à gauche : compatible uniquement en combinaison avec une toile de dossier réglable en tension.

La longueur du tibia maximale dépend de la hauteur d'assise.

La garde au sol (différence entre la hauteur d'assise avant et la longueur du tibia) est de 4 cm.

Protège-rayons : incompatible en combinaison avec module de propulsion additionnel.

Set de transport pour véhicule : incompatible en combinaison avec position longue de la roue motrice (AR), avec dossier rabattable ou réglage angulaire 30° du dossier.

En cas de rajout de set de transport pour véhicule, roues motrices (AR) 20" sont compatibles uniquement à partir d'une hauteur d'assise arrière 37 cm, roues motrices (AR) 22" sont compatibles uniquement à partir d'une hauteur d'assise arrière 38 cm, roues motrices (AR) 24" sont compatibles uniquement à partir d'une hauteur d'assise arrière 41 cm.

La charge maximale en cas de rajout d'un set de transport pour véhicule est de 60 kg.

\* Pour tout autre modèle d'accessoires, veuillez vous reporter à la page 165 du catalogue.



**MB 72** Talonnières



**MZ 53** Appui-tête\*



**MZ 54** Kit de montage clinique\*



**MZ 55** Set de montage Appui-tête\*