

# Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



## Innov' Junior

### La joie de vivre !

Le concept est essentiel. L'Innov'Junior est le fauteuil roulant standard pour enfants de la famille de fauteuils roulants d'Otto Bock. Il a été entièrement conçu et adapté à la morphologie et au quotidien de l'enfant tout en gardant une capacité d'adaptation importante : couleurs de châssis attractives, largeur d'assise à partir de 28 cm, adaptation possible de l'ensemble de la gamme d'accessoires...

L'Innov'Junior, le fauteuil roulant standard pour enfants à la qualité Otto Bock.

Otto Bock France SNC

4 rue de la Réunion · 91940 Les Ulis · Téléphone 01 69 18 88 30 · Télécopie 01 69 18 06 17 · reha@ottobock.fr · www.ottobock.com

# Innov' Junior

## Caractéristiques du produit

- Cadre en tube d'aluminium profilé
- Tous les éléments principaux sont vissés
- Toile résistante
- Faible encombrement une fois plié
- Couleurs attractives : jaune, rouge...
- Freins optimisés
- Palette monobloc spécialement étudiée pour de petites longueurs de tibia (16 à 30 cm)
- Large éventail d'options

## Caractéristiques techniques

Largeur d'assise	28 à 38 cm
Profondeur d'assise	31 à 37 cm
Hauteur du dossier	30 à 37,5 cm
Poids	à partir d'env. 13,5 kg
Hauteur d'assise avant	39,5 à 52 cm
Hauteur d'assise arrière	37 à 52 cm
Charge maximum	90 kg
Longueur de tibia	16 à 47 cm



Les modèles représentés sont partiellement équipés avec des accessoires disponibles et un supplément de prix.

Les indications concernant la quantité livrée, l'aspect, les mesures et le poids correspondent aux informations disponibles au moment de l'impression. Sous réserve de modifications.

**Otto Bock®**

QUALITY FOR LIFE