














Tableau de mesures Fauteuils Manuels et Electriques

Modèles de fauteuils	Données Techniques													
														
	Largeur d'assise en cm	Profondeur d'assise en cm	Hauteur de dossier en cm	Hauteur des accoudoirs en cm	Hauteur d'assise en cm		Largeur hors-tout en cm	Hauteur totale en cm	Longueur totale en cm	Dimension pliée en cm	Poids en kg (1)	Charge admise en kg	Inclinaison du dossier	Longueur de jambes en cm
					avant	arrière								

Multi		38 - 50,5	35 - 47,5	35,5 - 47,5	21 - 24	37 - 50	42,25 - 52,5	+ 18	79 - 106	86,8 - 107	26	14,5	120	-	30 - 50
Multi	Light Edition (2) (4)														

AVANTGARDE (3) (4)	T	32 - 50	36 - 48	25 - 50	20 - 30	37 - 53	41 - 56	Prot.-vêtement : +16,5 Accoudoir : +18	58 - 110	70,5 - 88	26	11,5	125	-9° à +9°	16 - 55
	Ti / Ti Ultra	32 - 50	36 - 48	25 - 50	-	40 - 53	41 - 55	Prot.-vêtement : +16,5 Accoudoir : +18	58 - 110	70,5 - 88	26	8 / 9	125	-9° à +9°	16 - 55
	VR Light Edition	32 - 50	36 - 48	25 - 50	20 - 30	39,5 - 56	37 - 53	Prot.-vêtement : +16,5 Accoudoir : +18	58 - 110	74,5 - 106	26	11,8	125	-9° à +9°	16 - 55
	Teen 2	22 - 36	24 - 40	17,5 - 40	20 - 30	37,5 - 52,5	35 - 48	Prot.-vêtement : +16,5 Accoudoir : +18	58,5 - 92	73,5 - 89,5	26	10,7	90	-9° à +9°	16 - 45
	Teen 2 VR	26 - 36	30 - 40	17,5 - 40	20 - 30	41 - 53	35 - 48,5	Prot.-vêtement : +16,5 Accoudoir : +18	58,5 - 92	77,5 - 88	26	11,7	90	-9° à +9°	25 - 41
	XXL 2	50 - 62	40 - 56	25 - 50	20 - 30	45 - 53,5	40 - 53,5	Prot.-vêtement : +16,5 Accoudoir : +18	70 - 103,5	79 - 114	26	15,2	180	-9° à +9°	32 - 55

VOYAGER (3)	75°	32 - 46	36 - 48	25 - 45	22,5 - 31,5	40 - 55,5	43,3 - 53	-	61 - 116	74,5 - 96,5	-	9,8	120	-27° à +15°	36 - 52
	85°	32 - 46	36 - 48	25 - 45	22,5 - 31,5	40 - 55,5	43,3 - 53	-	61 - 116	74,5 - 91,5	-	9,8	120	-27° à +15°	36 - 50

ELECTRIQUES	A-200	38 - 42	38 - 46	45 - 55	24 - 36	43 ou 48	43 ou 48	58	103	100	-	66	100	-9° à 30°	25 - 54
	A-200 Skippi	26 - 38	30 - 37	35	16 - 25	43	43	58	78	85	-	68	50	-9° à 30°	15 - 38
	B-500	38 - 42 / 43 - 48	38 - 46 / 42 - 50	45 - 55	24 - 36	45 - 50	55 - 60	64	100	106 - 108	-	95	120	-9° à 30°	25 - 54
	B-600	38 - 42 / 43 - 48	38 - 46 / 42 - 50	45 - 55	24 - 36	45 - 50	55 - 60	64	100	104 - 119	-	115	120 (5)	-9° à 30°	25 - 54
	B-600 RS	38 - 42 / 43 - 48	38 - 46 / 42 - 50	45 - 55	24 - 36	45 - 50	55 - 60	64	100	104 - 119	-	115	120 (5)	-9° à 30°	25 - 54
	C-1000	38 - 42 / 43 - 48	38 - 46 / 42 - 50	45 - 55	25 - 36	45 - 50	55 - 60	64	103	108	-	115	160 (6)	-9° à 30°	25 - 54

1 Les poids indiqués correspondent à la configuration de base du fauteuils

2 Largeur et Profondeur d'assise réglable par palier de 2,5 cm.

3 Largeur et Profondeur d'assise disponible par palier de 2 cm.

4 Hauteur de dossier réglable par palier de 2,5 cm.

5 Charge admise pouvant aller jusqu'à 180 kg, en option.

6 Charge admise pouvant aller jusqu'à 200 kg, en option.